











































# Fluorkautschuk Pumpenschläuche (vergleichbar mit Viton)



					 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 105,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 105,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 120,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 120,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 120,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-5625	381-5625	381-5225	38-5225	38-5425
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-5630	381-5630	381-5230	38-5230	38-5430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-5632	381-5632	381-5232	38-5232	38-5432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-5635	381-5635	381-5235	38-5235	38-5435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5640	381-5640	381-5240	38-5240	38-5440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5643	381-5643	381-5243	38-5243	38-5443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5646	381-5646	381-5246	38-5246	38-5446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5650	381-5650	381-5250	38-5250	38-5450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5652	381-5652	381-5252	38-5252	38-5452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5655	381-5655	381-5255	38-5255	38-5455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5658	381-5658	381-5258	38-5258	38-5458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5660	381-5660	381-5260	38-5260	38-5460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5665	381-5665	381-5265	38-5265	38-5465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5667	381-5667	381-5267	38-5267	38-5467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5670	381-5670	381-5270	38-5270	38-5470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5678	381-5678	381-5278	38-5278	38-5478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5680	381-5680	381-5280	38-5280	38-5480

# Fluorkautschuk (vergleichbar mit Viton) Meterware

				<b>2 Reiter kurz</b>  je Packung <b>12 Stück 72,00 €</b> zzgl. MwSt.		<b>Meterware</b>  je Packung <b>3 m Stück 66,00 €</b> zzgl. MwSt.		<b>Meterware</b>  je Packung <b>10 m Stück 132,00 €</b> zzgl. MwSt.	
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,508	0,0200	2,337	0,092			38-5025	38-5125	38-5525	
0,635	0,0250	2,464	0,097			38-5030	38-5130	38-5530	
0,762	0,0300	2,438	0,096			38-5032	38-5132	38-5532	
0,889	0,0350	2,565	0,101			38-5035	38-5135	38-5535	
1,016	0,0400	2,692	0,106			38-5040	38-5140	38-5540	
1,143	0,0450	2,819	0,111			38-5043	38-5143	38-5543	
1,295	0,0510	2,972	0,117			38-5046	38-5146	38-5546	
1,422	0,0560	3,099	0,112			38-5050	38-5150	38-5550	
1,524	0,0600	3,200	0,126			38-5052	38-5152	38-5552	
1,651	0,0650	3,327	0,131			38-5055	38-5155	38-5555	
1,750	0,0690	3,430	0,135			38-5058	38-5158	38-5558	
1,854	0,0730	3,531	0,139			38-5060	38-5160	38-5560	
2,057	0,0810	3,734	0,147			38-5065	38-5165	38-5565	
2,286	0,0900	3,962	0,156			38-5067	38-5167	38-5567	
2,540	0,1000	4,216	0,166			38-5070	38-5170	38-5570	
2,794	0,1100	4,470	0,176			38-5078	38-5178	38-5578	
3,175	0,1250	4,851	0,191			38-5080	38-5180	38-5580	