






















# Santoprene® TPE Pumpenschläuche (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene)



						 2 Reiter je Packung <b>12 Stück 56,00 €</b> zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung <b>12 Stück 56,00 €</b> zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung <b>12 Stück 60,00 €</b> zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung <b>12 Stück 60,00 €</b> zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung <b>12 Stück 60,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	
mm	Zoll	mm	Zoll		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6015	381-6015	381-6215	38-6215	38-6415	
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6020	381-6020	381-6220	38-6220	38-6420	
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6025	381-6025	381-6225	38-6225	38-6425	
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-6030	381-6030	381-6230	38-6230	38-6430	
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-6032	381-6032	381-6232	38-6232	38-6432	
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6035	381-6035	381-6235	38-6235	38-6435	
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6040	381-6040	381-6240	38-6240	38-6440	
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6043	381-6043	381-6243	38-6243	38-6443	
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6046	381-6046	381-6246	38-6246	38-6446	
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6050	381-6050	381-6250	38-6250	38-6450	
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6052	381-6052	381-6252	38-6252	38-6452	
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6055	381-6055	381-6255	38-6255	38-6455	
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6058	381-6058	381-6258	38-6258	38-6458	
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6060	381-6060	381-6260	38-6260	38-6460	
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6065	381-6065	381-6265	38-6265	38-6465	
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6067	381-6067	381-6267	38-6267	38-6467	
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6070	381-6070	381-6270	38-6270	38-6470	
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6078	381-6078	381-6278	38-6278	38-6478	
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6080	381-6080	381-6280	38-6280	38-6480	

# Santoprene® TPE (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene) Meterware

					 Meterware je Packung <b>3 m Stück 32,00 €</b> zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung <b>10 m Stück 64,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6115	38-6515
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6120	38-6520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6125	38-6525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-6130	38-6530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-6132	38-6532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6135	38-6535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6140	38-6540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6143	38-6543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6146	38-6546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6150	38-6550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6152	38-6552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6155	38-6555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6158	38-6558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6160	38-6560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6165	38-6565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6167	38-6567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6170	38-6570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6178	38-6578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6180	38-6580